



DOCTOR'S
CHOICE
Pasión por el movimiento

Ficha Técnica

3point
products

Soporte para pulgar

Órtesis

Descripción

- Estabiliza la articulación carpometacarpal (CMC) del pulgar para reducir el dolor de artritis.

Beneficios

- ✓ **Soporte** incrustado ajustable estabiliza la base del primer metacarpiano en el trapecio para restaurar la alineación y reducir el dolor.
- ✓ **Correa reemplazable** es ajustable en ambos extremos, lo que permite al paciente determinar el ajuste adecuado para la estabilidad y la comodidad durante todo el día
- ✓ **Poliuretano termoplástico** duradero (TPU) es resistente al agua, a las manchas y a la abrasión y se puede ajustar fácilmente con una pistola de calor para un ajuste personalizado
- ✓ **Incluye** dos pestañas de cierre y una correa de repuesto; correas adicionales disponibles
- ✓ **Sin látex**



Dimensiones



Mida la longitud desde su Primer espacio interóseo hasta el pliegue de su muñeca.

S	2" - 2 1/2" (5.1 - 6.4cm)
M	2 1/2" - 3" (6.4 - 7.6cm)
L	3" - 3 1/2" (7.6 - 8.9cm)

Si la medición está cerca del final de un rango, tenga en cuenta lo siguiente al elegir el tamaño:

- ▶ Elija el tamaño más pequeño si las manos son delgadas y los músculos del pulgar son suaves o aplanados.
- ▶ Elija el tamaño más grande si las manos son grandes y firmes. Puede ser necesario probar dos tamaños en su paciente para obtener el mejor ajuste.

Pasos de instalación

▶ Ajuste con gel de silicona



1 Elija el patrón que corresponda al tamaño de la férula. Corta el patrón.



2 Con la almohadilla dentro, no cubra la ranura de la correa. Ajuste según sea necesario para que el gel no se superponga con los bordes.



3 Almohadilla alineada dentro de la férula.

▶ Ajuste con pistola de calor



1 Use una pistola de calor puntual y caliente el borde de la férula solo hasta que el material esté brillante y ceda cuando lo empuje. No sobrecalentar



2 Usando el dorso de una cuchara, enrolle suavemente el borde calentado según sea necesario. Dejar enfriar de 30 a 60 segundos.



Avenida Eliodoro Yáñez 2761
Providencia, Santiago

+562 24459340

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl

@doctorchoicechile

doctorschoice_chile