



DOCTOR'S
CHOICE
Pasión por el movimiento

Ficha Técnica

POWER
breathe®

Válvula de Entrenamiento Salud PowerBreathe

Descripción

- La válvula de entrenamiento PowerBreathe Salud ofrece una carga de entrada de 1 cm de H₂O para **pacientes en UCI**, o que tienen dificultades respiratorias severas, para comenzar a entrenar sus músculos respiratorios que de otra manera serían difíciles de entrenar.
- Dispositivo con válvula unidireccional.



10 niveles de resistencia
9 a 78 cm H₂O

Incluye:



Boquilla de
buceador lavable.



Pinza nasal



Manual de usuario



Bolsa para uso
personalizado




4 tabletas de
desinfección.

Regulación de la resistencia en la base mediante un resorte giratorio.


Beneficios:

- ✓ **Niveles:** Medic Plus ofrece la carga de nivel de entrada más baja de cualquier dispositivo IMT de umbral disponible actualmente.
- ✓ **Versátil:** Medic Plus es utilizado por profesionales médicos como complemento de los tratamientos farmacológicos. Se puede usar como una terapia independiente o en combinación con la rehabilitación pulmonar, con o sin supervisión, y se puede usar fácilmente desde el primer momento.
- ✓ **Fortalece:** La debilidad muscular respiratoria es inherente a varios grupos de pacientes y contribuye de manera importante a la percepción de respiración difícil o dificultosa (disnea). Sin embargo, cuando los músculos inspiratorios se "sobrecargan" regularmente con Medic Plus, se adaptan y se vuelven más fuertes y más resistentes a la fatiga. La activación de músculos inspiratorios más fuertes requiere menos esfuerzo durante una tarea determinada, lo que reduce la disnea. Se ha demostrado que esto mejora la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida, particularmente en pacientes con EPOC.



Precauciones y Contraindicaciones:

- PowerBreathe no contiene drogas, es adecuado para casi cualquier persona y no debe causar efectos secundarios dañinos cuando se usa adecuadamente.
- Si tiene dudas sobre la idoneidad de PowerBreathe o si tiene una afección médica, consulte a su médico.



Avenida Eliodoro Yáñez 2761
Providencia, Santiago

+562 24459340

serviciocliente@doctorchoice.cl

www.doctorchoice.cl

@doctorchoicechile

doctorschoice_chile